

**Lettino pediatrico**  
Paediatric cot  
Kinderpatientenbett



Design A. Cavazzoni

**9LP0020**

**Lettino pediatrico** dotato di: piano rete ad altezza variabile, trendelenburg e controtrendelenburg, pannelli di testata stampati trasparenti, 4 ruote di cui 2 con bloccaggio singolo in diagonale e schienalino regolabile. Cestino porta indumenti (su richiesta)

**Paediatric cot** with variable height base, trendelenburg and counter-trendelenburg, transparent moulded head panels, 4 wheels of which 2 with single block in diagonal formation and adjustable backrest. Clothes basket (on request).

**Kinderpatientenbett** mit: höhenregulierbarem Bettboden, Trendelenburg- und Gegen-Trendelenburg-Einstellung, Kopfteilpaneel aus transparentem Spritzguss, 4 Rollen, wovon 2 in Diagonalanordnung mit Einzelfeststellvorrichtung ausgestattet sind, und verstellbarer Rückenlehne. Kleiderkorb (auf Anfrage).





Altezza piano rete comoda per visite operative.  
 Convenient base height for medical examinations.  
 Untersuchungsfreundliche Höhe des Bettbodens.



Posizionamento con schienalino regolabile sollevato.  
 Positioning with adjustable backrest raised.  
 Positionierung mit angehobener Rückenlehne.